



CARE
CUP AA A B C D E F G



Anita cares.

LINGERIE & PROTHÈSES MAMMAIRES

CATALOGUE 2019

Vous trouverez l'ensemble des articles médicaux dans le catalogue des accessoires médicaux

Sommaire

Système TriProVita – une solution complète	3
Description des fonctions	5
<hr/>	
LINGERIE & PROTHÈSES MAMMAIRES	
Soutiens-gorge postopératoires - juste après l'opération	6
Soutiens-gorge pour prothèses	9-18 24-35
Soutiens-gorge à coques	19
Hauts basiques	36
Les slips Anita	38
Soutiens-gorge de sport	39
<hr/>	
Gamme Anita since 1886 avec poche(s) à coudre	42
Poches à coudre	45
<hr/>	
PROTHÈSES MAMMAIRES	
Prothèses initiales - Juste après l'opération	
Prothèses légères en textile	46-47
Light & Soft	
Prothèses pleines allégées	48-53
Prothèses pleines deux couches et plus légères	54-55
Light & Cool	
Prothèses pleines allégées	56-57
Light & Active - Sports	
Prothèses pleines allégées	58-59
Standard & Soft	
Prothèses pleines	60-63
Standard	
Prothèses partielles	64-68
Articles complémentaires	69
Conseils pour l'entretien	69
<hr/>	
Complément mammaire en silicone 1086X	70
<hr/>	
Tableau des mesures et des tailles	71-73
Vue d'ensemble de la lingerie	74-81
Vue d'ensemble des prothèses	82-83
Shapefactor	84
Matériel promotionnel	85

Système TriProVita – une solution complète


Nous prenons nos responsabilités


Notre personnel compétent et engagé travaille, partout dans le monde, dans le respect de normes sociales et écologiques strictes. Tous nos produits sont développés en Allemagne et fabriqués presque exclusivement dans nos propres usines en Europe et en Asie.

Produits testés et certifiés

- Fonctionnalité et qualité contrôlées par des tests cliniques et des études réalisés par un institut indépendant et homologué.
- Prothèses certifiées, autorisées et acceptées dans la liste des produits et prestations remboursés (LPPR) par la CPAM.
- Tous nos produits Anita Care sont certifiés DIN EN ISO 13485:2016 – dispositifs médicaux.

Nos articles sont quasiment tous issus de notre propre production afin de garantir à vos clientes la sécurité et le confort qu'elles attendent





Anita cares.



Chers clients, chères clientes,
Les soutiens-gorge Anita care se distinguent par leur haute
fonctionnalité et un confort absolu.

Vous trouvez ci-dessous une courte description de nos fonctions C1, C2 et C3, ainsi que les icônes
liés à chaque fonction. Chacune de ces fonctions est indiquée après la référence de l'article.

Les soutiens-gorge Anita care sont toujours équipés de :


- Bretelles qui s'élargissent sur les grandes tailles
- Renforts supplémentaires dans le dos, adapté à l'évolution des tailles

Fonction légère C1

Symbole "C1" derrière la référence de l'article

Les soutiens-gorge postopératoires Anita care au maintien « LÉGER » se distinguent par :

- des matières plus légères et plus douces




Fonction intermédiaire C2

Référence « C2 » après le numéro d'article

La qualité des soutiens-gorge Anita care maintien « INTERMEDIAIRE » se caractérise aussi par :

- L'utilisation de matières qui offrent un maintien performant pour l'ensemble des soutiens-gorge. Pour certains modèles, la fonction de maintien est encore davantage renforcée.




Fonction élevée C3

Symbole « C3 » derrière la référence de l'article.

Les soutiens-gorge Anita care avec une fonction « ÉLEVÉE » se distinguent par au moins l'une des fonctionnalités ci-dessous :

- des matières offrant un soutien plus ferme au niveau des bonnets
- des matières apportant un très bon maintien au niveau du dos
- des bretelles confortables rembourrées et plus larges



Indiqué après une opération de conservation ou une reconstruction de la poitrine



Pour les peaux particulièrement sensibles ou après une radiothérapie


Vous trouverez une explication détaillée des symboles page 84.

Soutiens-gorge postopératoires
- juste après l'opération



Nouveau coloris
753 desert

5315X C1



Cup A-C

D/EUR 75-115
GB/US 34-50
France 90-130
Italia 3-11

Cup D

D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

001

006

753




Isra Fermeture à l'avant

Poches des deux côtés

- Convient également pendant et après la radiothérapie
 - Coton élastique agréable pour la peau
 - Finitions douces au niveau du bras, du décolleté et sous la poitrine
 - Bouton et fermeture scratch plate et douce
 - Poches en coton
 - Doublées au niveau de l'épaule
 - Forme bustier
- 90% CO, 10% EL



5311X C2



Cup A-D

D/EUR 75-100

GB/US 34-44

France 90-115

Italia 3-8

753




Cosamia Fermeture à l'avant Poches des deux côtés

- Convient également pendant et après la radiothérapie
 - Bonnets à double moulure et bordures douces
 - Un renfort de poitrine entre les épaisseurs de tissu assure un bon maintien
 - Poches en microfibre particulièrement douce
 - Les larges bretelles confort sont entièrement molletonnées, variables dans le dos et réglables en longueur
- 70% PA, 15% EL, 15% PES, MICROFIBRE



5322X C1



Cup A-C

D/EUR 70-115
 GB/US 32-50
 France 85-130
 Italia 2-11

Cup D

D/EUR 70-100
 GB/US 32-44
 France 85-115
 Italia 2-8

047




Salvia Fermeture à l'avant Poches des deux côtés

- Convient également pendant et après la radiothérapie
 - En jersey de haute qualité avec élasthanne et fibre naturelle micromodal
 - Large bande élastique sous poitrine doublée avec une matière éponge
 - Doublure particulièrement douce en matière éponge sous la fermeture à crochets
 - En prévention des oedèmes lymphatiques
 - Un confort incomparable
 - Forme bustier
- 45 % PES, 45 % MicroModal, 10 % EL



5722X C1



Cup A-C

D/EUR 70-115
GB/US 32-50
France 85-130
Italia 2-11

Cup D

D/EUR 70-100
GB/US 32-44
France 85-115
Italia 2-8

047




Salvia Fermeture dans le dos **Poches des deux côtés**

- Convient également pendant et après la radiothérapie
- En jersey de haute qualité avec élasthanne et fibre naturelle micromodal
- Large bande élastique sous poitrine doublée avec une matière éponge
- Poches en micromodal absorbant la transpiration. Elles se prolongent sur les côtés et recouvrent aussi les prothèses asymétriques
- Douces et doublées avec une matière éponge
45% PES, 45% MicroModal, 10% EL



5309X C1



Cup AA-A

D/EUR 70-105
GB/US 32-46
France 85-120
Italia 2-9

Cup B-C

D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7

Cup D
D/EUR 70-90
GB/US 32-40
France 85-105
Italia 2-6

006



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
98.0.1439 HOHENSTEN HT11
Geprüft auf Schadstoffe.
Ist frei von formaldehyd, Schwermetallen.
www.oeko-tex.com/standard100


Esther

Poches des deux côtés

- Haute teneur en coton pour température corporelle agréable
 - Poches en tulle coton fin
 - Grandes bretelles extensibles et stables ornées d'une dentelle
- 65% CO, 25% PA, 5% Modal, 5% EL



5362X C2



Cup A-D

D/EUR 70-95

GB/US 32-42

France 85-110

Italia 2-7

006

722



Nastasja


Poches des deux côtés

- Microfibre Jacquard et conception intérieure modelant la silhouette
 - Bords et bretelles avec bandes en microfibre
 - Poches en microfibre
- 75% PA, 15% PES, 10% EL



Aucune couture
côté peau

5310-1 C2



Cup A-D
D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

436



Cosamia


sans poche

- Convient également pendant et après la radiothérapie
 - Bonnets doublés moulés en microfibre
 - Renfort de poitrine entre les couches de tissus pour un maintien ferme
 - Bustier extrêmement doux qui soulage, apaise et relaxe la peau
 - Pour les peaux particulièrement sensibles ou après une radiothérapie
- 70% PA, 15% EL, 15% PES, MICROFIBRE



Nouvelle série

5763X C3



Cup A-D

D/EUR 75-115
GB/US 34-50
France 90-130
Italia 3-11

Cup E-F


D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

001

047



1763 C2



D/EUR 36-56
GB 30-50
US 6-26
France 38-58
Italia 40-60

Clara Art

Poches des deux côtés

- Matière élastique en mailles fines et fonctionnelles avec imprimé ellipses moderne
 - Renfort latéral en tricot ferme
- 72% PA, 16% CO, 12%EL

Gaine-culotte 1763

- Découpe au niveau des jambes confortable et finitions avec des rubans doux
 - Effet galbant élevé grâce à la doublure en power tulle à l'avant
- 63% PA, 37% EL




CLIMA COMFORT
breathable
fabric
CLIMA COMFORT



Nouvelle série

5750X C3



Cup A-E
 D/EUR 75-105
 GB/US 34-46
 France 90-120
 Italia 3-9

001 612



1350 C1



D/EUR 38-50
 GB 32-44
 US 8-20
 France 40-52
 Italia 42-54

Airita

Poches des deux côtés

- Poche pour prothèse de chaque côté, en tulle doux et élastique
 - Bonnets en trois parties en tissu jacquard ferme et respirant ornés de pois brillants
 - Bretelles confort ornées de fins rubans brodés
 - Dos en tissu jacquard ferme, respirant et doux au toucher
- 46% PA, 40% PES, 14% EL


Culotte+ 1350

66% PA, 24% PES, 10%EL

Nouvelle série à partir de 03/19



5712X C3



Cup A-E

D/EUR 75-100

GB/US 34-44

France 90-115

Italia 3-8

001

612

753



1512 C1



D/EUR 38-52

GB 32-46

US 8-22

France 40-54

Italia 42-56

Havana

Poches des deux côtés

- En noir doublé en tulle coloris peau
 - Renfort de poitrine intégré sur les grandes tailles
 - Bretelles en mousse souple recouverte de microfibre douce
- 75% PA, 20% CO, 5% EL


Culotte+ 1512

85% PA, 15% EL



Nouveaux coloris
267 wine
773 frappé

5761X C2



Cup A-D

D/EUR 75-105
GB/US 34-46
France 90-120
Italia 3-9

Cup E

D/EUR 75-95
GB/US 34-42
France 90-110
Italia 3-7

267 415

709 773



1561 C1



D/EUR 38-52
GB 32-46
US 8-22
France 40-54
Italia 42-56

Ancona

Poches des deux côtés

- Poches en microfibre particulièrement douce
- Les bretelles confort sont molletonnées au niveau des épaules
- Dos doublé de power tulle ferme
75% PA, 25% EL

Culotte+ 1561


70% PA, 30% EL

Nouveau coloris 773 disponible dès 02/19





5759X C3



Cup A-D

D/EUR 75-115
GB/US 34-50
France 90-130
Italia 3-11

Cup E-F


D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

006

007



1760 C2



D/EUR 65-115
GB/US 30-50
France 90-140
Italia 1-11

Clara

Poches des deux côtés


- Microfibre douce comme la soie
 - Poches en coton jersey doux pour la peau
 - Bretelles confort rembourrées au niveau des épaules
- 70% PA, 20% CO, 10% EL

Gaine-culotte 1760

50% PA, 50% EL



5706X C2



Cup AA-D

D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7


Cup E

D/EUR 70-90
GB/US 32-40
France 85-105
Italia 2-6

001 007
047 756



1489 C1



D/EUR 36-48
GB 30-42
US 6-18
France 38-50
Italia 40-52

001 006
722 756

Tonya

Poches des deux côtés

- Coque souple dissimulante
 - Poches en tulle délicat et respirant
 - Bretelles rembourrées
 - Dos renforcé par un Power tulle élastique
- 65% PES, 25% PA, 10% EL, MICROFIBRE
Coque: 52% PU, 48% PES

Slip 1489


80% PA, 20% EL, MICROFIBRE





Nouvelle série

5762X C2



Cup AA-D
 D/EUR 70-95
 GB/US 32-42
 France 85-110
 Italia 2-7

379 593



1362 C1



D/EUR 36-44
 GB 30-38
 US 6-14
 France 38-46
 Italia 40-48

1363 C1



D/EUR 36-44
 GB 30-38
 US 6-14
 France 38-46
 Italia 40-48

1364 C1



D/EUR 36-48
 GB 30-42
 US 6-18
 France 38-50
 Italia 40-52

Caroline Poches des deux côtés

- Coques souples dissimulantes
 - Poches en tulle délicat et respirant
 - Dos renforcé par un Power tulle élastique
- 76% PA, 24% EL, MICROFIBRE

String 1362

80% PA, 20%EL, MICROFIBRE

Slip 1363


80% PA, 20%EL, MICROFIBRE

Culotte 1364

80% PA, 20%EL, MICROFIBRE



5780X C2




Cup AA-D
 D/EUR 70-95
 GB/US 32-42
 France 85-110
 Italia 2-7

442



1482 C1



D/EUR 36-48
 GB 30-42
 US 6-18
 France 38-50
 Italia 40-52

Malia

Poches des deux côtés


- Coques souples dissimulantes
 - Dos renforcé par un Power tulle élastique
 - Poches en tulle délicat et respirant
- 76% PA, 24% EL, MICROFIBRE
 Coque: 52% PU, 48% PES

Culotte 1482

80% PA, 20% EL, MICROFIBRE



5715X C2



Cup A-D

D/EUR 70-95

GB/US 32-42

France 85-110

Italia 2-7

001

006



Stella

Poches des deux côtés

- Coques souples dissimulantes
 - Poches en tulle délicat et respirant
- 75% PA, 20% EL, 5% PES, MICROFIBRE
 Coque: 52% PU, 48% PES


Soutiens-gorge spéciaux





Nouveau coloris
380 maritim blue

5726X C2



Cup AA-B
D/EUR 75-110
GB/US 34-48
France 90-125
Italia 3-10

Cup C
D/EUR 75-95
GB/US 34-42
France 90-110
Italia 3-7

Cup D
D/EUR 75-90
GB/US 34-40
France 90-105
Italia 3-6

006 047

380 408

544 754



1426 C1



D/EUR 38-44
GB 32-38
US 8-14
France 40-46
Italia 42-48

047 380

408 544

D/EUR 36-48
GB 30-42
US 6-18
France 38-50
Italia 40-52

006 754

Lisa Poches des deux côtés

- Poche pour prothèse préformée sans couture en microfibre douce semi-transparente
 - Confort assuré par la matière hautement respirante et l'évacuation rapide de la transpiration
 - Tissus Jacquard en volume avec effet dissimulant
 - Les côtés du dos sont à double épaisseur sans couture latérale et camouflent les petites imperfections
- 75 % PA, 25 % EL, MICROFIBRE

Culotte 1426

75 % PA, 25 % EL, MICROFIBRE



Allie

Poches des deux côtés

- Bonnets en deux parties avec des coutures plates au niveau du décolleté et des bras
- Poches en coton
- Bretelles fines et sobres, légèrement élastiques, réglage idéal de la longueur
- Dos fonctionnel avec ruban élastique intégré
97% CO, 2% PA, 1% EL

5301X C2



Cup E
D/EUR 70-90
GB/US 32-40
France 85-105
Italia 2-6

001 006
722



Cup A-D
D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7

Caroll


Poches des deux côtés

- Bonnets particulièrement doux et souples en microfibre (SperMicro)
- Poches en microfibre douce et respirante
85% PA, 15% EL

Slip 1404

90% PA, 10% EL

5704X C2



Cup D-E
D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7

006



Cup A-C
D/EUR 70-100
GB/US 32-44
France 85-115
Italia 2-8


1404 C1



D/EUR 36-48
GB 30-42
US 6-18
France 38-50
Italia 40-52



5767X C2



Cup A-D
 D/EUR 75-95
 GB/US 34-42
 France 90-110
 Italia 3-7

001 612



1367 C1



D/EUR 36-44
 GB 30-38
 US 6-14
 France 38-46
 Italia 40-48

1368 C1



D/EUR 36-44
 GB 30-38
 US 6-14
 France 38-46
 Italia 40-48

1369 C1



D/EUR 36-48
 GB 30-42
 US 6-18
 France 38-50
 Italia 40-52

1370 C1



D/EUR 36-50
 GB 30-44
 US 6-20
 France 38-52
 Italia 40-54

Charlize


Poches des deux côtés

- Bas du bonnet et renfort en tulle stable
 - Dos en powertulle avec renforts latéraux
- 68% PA, 18% EL, 14% CO, MICROFIBRE

String 1367, Slip 1368,
 Culotte 1369, Culotte+ 1370


80% PA, 20% EL, MICROFIBRE





Nouvelle série

5796X C2



Cup A-D
 D/EUR 75-95
 GB/US 34-42
 France 90-110
 Italia 3-7

001 707



1396 C1



D/EUR 36-44
 GB 30-38
 US 6-14
 France 38-46
 Italia 40-48

1397 C1



D/EUR 36-50
 GB 30-44
 US 6-20
 France 38-52
 Italia 40-54

1398 C1



D/EUR 36-50
 GB 30-44
 US 6-20
 France 38-52
 Italia 40-54

Mila Poches des deux côtés

- Soutien-gorge Care tendance en broderie bicolore à fleurs et fin imprimé ornemental
 - bas du bonnet et renfort en tulle stable
 - Bretelles ornées d'un joli ruban brodé
 - Dos en powertulle avec renforts latéraux
- 70% PA, 19% EL, 6% PES, 5% CO
 MICROFIBRE

String 1396

83% PA, 17%EL, MICROFIBRE

Culotte 1397

84% PA, 16%EL, MICROFIBRE

Culotte+ 1398

83% PA, 17%EL, MICROFIBRE



Miss Dotty

Poches des deux côtés


- Bonnets sans couture en microfibres ultra-douces
 - Poches en tulle délicat et respirant
 - Renfort de poitrine intégré sur les grandes tailles
- 80% PA, 20% EL, MICROFIBRE

Slip 1381.1

80% PA, 20% EL, MICROFIBRE


5781X C2

612



Cup A-E
 D/EUR 75-95
 GB/US 34-42
 France 90-110
 Italia 3-7

1381.1 C1



D/EUR 36-46
 GB 30-40
 US 6-16
 France 38-48
 Italia 40-50

Amica

Poches des deux côtés


- Poches en tulle délicat et respirant
 - Larges poches élastiques
 - Bonnets en trois parties, avec renforts latéraux opaques non élastiques
 - Très bon maintien assuré par la doublure des bonnets en tulle non élastique jusqu'au mamelon
- 71% PA, 25% EL, 4% PE

Culotte+ 71% PA, 29% EL

5764X C3

408

612



Cup A-D
 D/EUR 75-105
 GB/US 34-46
 France 90-120
 Italia 3-9

1514 C1



D/EUR 36-54
 GB 30-48
 US 6-24
 France 38-56
 Italia 40-58



Versailles

Poches des deux côtés


- En microfibre ferme et élastique
- Poche en microfibre semi-transparente avec bordure sans couture
- Bretelles de confort moletonnées et stabilité transversale
- Dos doublé en Microtulle doux 80% PA, 20% EL, MICROFIBRE

Culotte 1589 80% PA, 20% EL, MICROFIBRE

5777X C2

001 728

1589 C1



D/EUR 38-52
GB 32-46
US 8-22
France 40-54
Italia 42-56

Cup A-E
D/EUR 75-95
GB/US 34-42
France 90-110
Italia 3-7

Ella

Poches des deux côtés

- Poches en coton respirant
- Haut du bonnet en charmeuse ferme 30% CO, 30% PA, 30% PES, 10% EL

5723X C2

006



Cup A-D
D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7








5349X - Bretelles larges

5349X C3



Cup A-D

D/EUR	75-115
GB/US	34-50
France	90-130
Italia	3-11

001	006
007	612

Cup A-D

D/EUR	75-105
GB/US	34-46
France	90-120
Italia	3-9

526

Cup E-F

D/EUR	75-100
GB/US	34-44
France	90-115
Italia	3-8

001	006
612	

Cup E-G

D/EUR	75-100
GB/US	34-44
France	90-115
Italia	3-8

007	526
-----	-----



5749X C3



Cup A-D

D/EUR	75-115
GB/US	34-50
France	90-130
Italia	3-11

007	612
-----	-----

Cup A-D

D/EUR	75-105
GB/US	34-46
France	90-120
Italia	3-9

526

Cup E-F

D/EUR	75-100
GB/US	34-44
France	90-115
Italia	3-8

007	526
612	



1451 C1



D/EUR	38-52
GB	32-46
US	8-22
France	40-54
Italia	42-56

001	006
007	526

612

1849 C2



D/EUR	70-110
GB/US	32-48
France	95-135
Italia	2-10

001	007
612	

Safina

Poches des deux côtés

- Empiècements élastiques au niveau du décolleté et des bras pour un modelé parfait
 - Poches en jersey coton agréable
- 5349X - Bretelles confort **larges**, rembourrées
 5749X - Bretelles **fin**es à réglage individuel
 50% PA, 30% PES, 10% EL,
 5% CO, 5% CV

Culotte 1451,

Gaine-culotte 1849

1451: 65% PA, 25% EL, 5% CO, 5% CV
 1849: 60% PA, 20% EL, 20% CO



Livia

Poches des deux côtés

- Poches souples en coton des deux côtés
 - Bretelles élastiques réglables sur l'avant
- 60% PES, 20% PA, 15% CO, 5% EL

5398X C1



Cup B
D/EUR 65-95
GB/US 30-42
France 80-110
Italia 1-7

001 007

Cup A, C
D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7

Cup B
D/EUR 60-95
GB/US 28-42
France 75-110
Italia 0-7

001 006

007




Abra

Poches des deux côtés

- Empiècement dentelle opaque au niveau du décolleté
 - Poches en microfibre
- 45% PES, 40% PA, 15% EL

5381X C2



Cup A-D
D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7


006





Nouveaux coloris
408 anthracite
612 crystal

5754X C2



Cup A-D
D/EUR 75-95
GB/US 34-42
France 90-110
Italia 3-7

Cup E
D/EUR 75-90
GB/US 34-40
France 90-105
Italia 3-6

001

408

769

612



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
98-0-1439 Hohenstein HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
Testet für harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

1353.1 C1



D/EUR 34-46
GB 28-40
US 4-16
France 36-48
Italia 38-50

1354 C1



D/EUR 36-44
GB 30-38
US 6-14
France 38-46
Italia 40-48

1355 C1



D/EUR 36-48
GB 30-42
US 6-18
France 38-50
Italia 40-52

Fleur

Poches des deux côtés

- Bande élastique du décolleté particulièrement douce et moelleuse
- Bonnets en deux parties, doublés d'une charmeuse en microfibre fine et ferme
- Dos en Power Tulle ferme
65% PA, 30% CO, 5% EL, MICROFIBRE

Slip 1353.1, String 1354, Culotte 1355

1353.1: 75% PA, 25% EL

1354: 80% PA, 20% EL

1355: 80% PA, 20% EL, MICROFIBRE

Nouveau coloris 612 disponible dès 02/19



Hauts basiques



Nouveaux coloris
408 anthracite
612 crystal

0600 C1



Cup A/B-C/D
D/EUR 75-90
GB/US 34-40
France 90-105
Italia 3-6

001

006

408

612

769



Haut bandeau à dentelle

- Top tendance en dentelle
 - Idéal en-dessous d'une chemise, blouse ou veste avec un décolleté profond
 - Habillage et déshabillage faciles du top sans bretelle. Il se clipse simplement directement sur le soutien-gorge, et évite les contraintes des bretelles des tops traditionnels
- 70% PA, 30% EL, MICROFIBRE



0601 C1



Cup A/B-C/D

D/EUR 75-95

GB/US 34-42

France 90-110

Italia 3-7

001

006



Haut bandeau

- Haut bandeau tendance
 - Idéal en-dessous d'une chemise, blouse ou veste avec un décolleté profond
 - Habillage et déshabillage faciles du top sans bretelle. Il se clipse simplement directement sur le soutien-gorge, et évite les contraintes des bretelles des tops traditionnels
- 90% PA, 10% EL, MICROFIBRE

ANITA SLIPS

3 styles · 3 couleurs

1318
1319

cotton

micro

Particularités

- Élastiques très extensibles et doux au niveau de la taille et des jambes
- Coutures souples en fil doux

1320
1321

micro

Particularités

- Sans couture latérale
- Parfaitement invisible sous les vêtements près du corps



Culotte+ coton 1318 · micro 1319 Fonction légère C1

cotton: Sensation d'une hyperdouceur grâce à la présence de 50 % de coton Supima ultra fin

micro: Confort maximal grâce à la microfibre douce et élastique

D/EUR	36-54
GB	30-48
US	6-24
France	38-56
Italia	40-58



1318 C1
cotton
50% CO, 40% PA
10% EL



1319 C1
micro
90% PA, 10% EL



String sans couture 1320 Fonction légère C1


En microfibre ferme et élastique

Sans couture latérale

Parfaitement invisible sous les vêtements près du corps

Sans bordure visible grâce au tissu Clean-cut à coupe franche sans couture

D/EUR	36-44
GB	30-38
US	6-14
France	38-46
Italia	40-48



1320 C1
micro
75% PA, 25% EL



Shorty sans couture 1321 Fonction légère C1


En microfibre ferme et élastique

Sans couture latérale

Parfaitement invisible sous les vêtements près du corps

Sans bordure visible grâce au tissu Clean-cut à coupe franche sans couture


D/EUR	36-44
GB	30-38
US	6-14
France	38-46
Italia	40-48



1321 C1
micro
75% PA, 25% EL



5727X C3



Cup B-E

D/EUR 75-95

GB/US 34-42

France 90-110

Italia 3-7

254



less movement



Anita sweat management



extreme control

Poches des deux côtés

- Soutien-gorge de sport Care avec bonnets en trois parties et des matières particulièrement douces
 - Poches en tissu éponge de chaque côté pour une gestion active de la sudation ; ne pas les supprimer
 - Coupe fonctionnelle du dos qui assure une climatisation optimale de la peau grâce à son filet microperforé
 - Les bretelles rembourrées et à la forme ergonomique assurent un confort optimal et évitent qu'elles ne glissent sur les épaules
- 74% PES, 22% PA, 4% EL



5300X C3



Cup A-E

D/EUR 70-95

GB/US 32-42

France 85-110

Italia 2-7

001

722




Vivana active

Poches des deux côtés

- Soutien-gorge de sport - Fonction élevée - Microfibre respirante - Séchage ultra rapide
 - Poches prémoulées en microfibre respirante
 - Les bretelles à élasticité réduite sont renforcées sur les épaules
- 80% PA, 20% EL, MICROFIBRE



5523



Cup A-C

D/EUR 65-100
GB/US 30-44
France 80-115
Italia 1-8

Cup D-E

D/EUR 65-95
GB/US 30-42
France 80-110
Italia 1-7

001 006

753



less movement

1627



D/EUR 32-48
GB 26-42
US 2-18
France 34-50
Italia 36-52

001 006



Soutien-gorge de sport Fermeture à l'avant

sans poche

- Bretelles de confort à élasticité réduite, fermeture scratch et réglage continu à l'avant
 - Bonnets lisses et sans couture
 - Basque sous poitrine particulièrement douce et lisse
- 40% PA, 25% PES, 20% EL, 15% CO

Shorty de sport 1627

80% PA, 20% EL, MICROFIBRE




Les articles Anita since 1886 ci-dessous peuvent aussi faire office de soutiens-gorge pour prothèses grâce à l'ajout d'une poche à coudre.

Nous vous recommandons de commander :

- des poches en microfibre pour les soutiens-gorge en microfibre,
- des poches dans la taille supérieure à celle du soutien-gorge (sauf 5427)



3448 C3



Cup B-D


D/EUR	75-105
GB/US	34-46
France	90-120
Italia	3-9

60% PA, 15% EL
10% PES 10% CO
5% CV

007	612
526	



5427 C3



Cup B-F

D/EUR	75-120
GB/US	34-52
France	90-135
Italia	3-12

Cup G-H

D/EUR	75-115
GB/US	34-50
France	90-130
Italia	3-11

Cup I

D/EUR	75-95
GB/US	34-42
France	90-110
Italia	3-7

80% CO, 15% PA
5% EL


001	006
047	722





MICROENERGEN

3409 C4



Cup A-D
D/EUR 80-115
GB/US 36-50
France 95-130
Italia 4-11

Cup E-F
D/EUR 80-100
GB/US 36-44
France 95-115
Italia 4-8


60% PA, 25% EL
15% PES
MICROFIBRE

001 047



MICROENERGEN

5409 C4



Cup A-F
D/EUR 75-115
GB/US 34-50
France 90-130
Italia 3-11

Cup G-H
D/EUR 75-95
GB/US 34-42
France 90-110
Italia 3-7


75% PA, 20% EL
5% PES
MICROFIBRE

001 047
722



CLARA

3459 C3



Cup B-D
D/EUR 75-120
GB/US 34-52
France 90-135
Italia 3-12

Cup E-H
D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

60% PA, 40% EL
MICROFIBRE


001 006

007



CLARA

5459 C3



Cup B-D
D/EUR 75-120
GB/US 34-52
France 90-135
Italia 3-12

Cup E-H
D/EUR 75-100
GB/US 34-44
France 90-115
Italia 3-8

85% PA, 15% EL
MICROFIBRE

001 006
007




Recommandation : Prothèse adhérente
1052XV

Recommandation : Prothèse adhérente
1052XV



3419 C4



Cup B, E
 D/EUR 80-105
 GB/US 36-46
 France 95-120
 Italia 4-9

Cup C-D
 D/EUR 80-115
 GB/US 36-50
 France 95-130
 Italia 4-11

55% PA 25% EL
 15% CO 5% PES

017



MYLENA



5319 C4



Cup A-E
 D/EUR 80-105
 GB/US 36-46
 France 95-120
 Italia 4-9

45% PA 25% PES
 15% EL 15% CO


017



MYLENA



5329 C4



Cup B-D
 D/EUR 80-115
 GB/US 36-50
 France 95-130
 Italia 4-11

Cup E
 D/EUR 85-105
 GB/US 38-46
 France 100-120
 Italia 5-9

55% PA 20% EL
 15% CO 10% PES

017



MYLENA



5419 C4



Cup B
 D/EUR 80-105
 GB/US 36-46
 France 95-120
 Italia 4-9

Cup B
 D/EUR 75-105
 GB/US 34-46
 France 90-120
 Italia 3-9

Cup C-E
 D/EUR 80-115
 GB/US 36-50
 France 95-130
 Italia 4-11

Cup C-F
 D/EUR 75-115
 GB/US 34-50
 France 90-130
 Italia 3-11

Cup F
 D/EUR 90-115
 GB/US 40-50
 France 105-130
 Italia 6-11

006

Cup B-E
 D/EUR 80-105
 GB/US 36-46
 France 95-120
 Italia 4-9

001

45% PA 25% PES
 15% EL 15% CO



MYLENA

017

Poches à coudre dans les soutiens-gorge et les combinés



POCHE EN MICROFIBRE

Utilisation possible des deux côtés

Matières/finitions

- Microfibre favorisant la respiration de la peau, climatisation optimale
- Ouverture de poche extensible
- Surface lisse

5353XP

D/EUR	60-140
GB/US	28-60
France	75-155
Italia	0-16

001	006
722	

D/EUR	60-125
GB/US	28-54
France	75-140
Italia	0-13

017	047
-----	-----

100% PES
MICROFIBRE



Le certificat OEKO-TEX® s'applique à toutes les poches à coudre



POCHE UNIFIT RÉVERSIBLE

Utilisation possible des deux côtés

Matières/finitions

- Poche **prémoulée** Unifit, sans couture
- Sans bordure visible grâce au tissu Cleancut à coupe franche sans couture
- Étiquette cousue à grands points pour permettre de l'enlever facilement

Seulement pour les prothèses partielles

5316XP

D/EUR	70-125
GB/US	32-54
France	85-140
Italia	2-13

70% PA, 30% EL
MICROFIBRE

722



POCHE EN COTON

Utilisation possible des deux côtés

Matières/finitions

- Coton
- Ouverture de poche extensible
- Surface lisse

5351XP

D/EUR	60-140
GB/US	28-60
France	75-155
Italia	0-16

001	006
007	

D/EUR	60-125
GB/US	28-54
France	75-140
Italia	0-13

017	047
-----	-----

100% CO



POCHE EN COTON

Utilisation possible des deux côtés

Matières/finitions

- Coton

5385XP

D/EUR	60-125
GB/US	28-54
France	75-140
Italia	0-13

100% CO

001	006
007	017



CARE




Bien entourée

Nos prothèses textiles sont destinées à offrir une compensation postopératoire douce et légère. Elles représentent aussi une solution confortable pour remplacer les prothèses en silicone à la maison. À un moment où la femme opérée doit encore s'habituer à sa nouvelle situation et se réapproprier son corps, ces prothèses apportent une première aide pour la compensation visuelle. L'accompagnement que vous lui offrez et une bonne prothèse initiale redonnent confiance, une base essentielle pour une compensation ultérieure avec nos prothèses en silicone après la cicatrisation.

- Matières souples et douces pour la peau qui ménagent les cicatrices sensibles aussi pendant la radiothérapie.
- Pas de coutures visibles à l'extérieur pour une compensation optimale
- Rembourrage médical individuel

TRIFIRST 1019X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR
60/65-110/115
INT
1/2-11/12
France
75/80-125/130

60% PES
35% PU
5% EL


007



- Doublure en coton douce pour la peau
- Avant prémoulé
- Rembourrage du volume

EQUILIGHT 1018X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR
60/65-110/115
INT
1/2-11/12
France
75/80-125/130

55% PU
35% PA
10% EL
MICROFIBRE


722



- Microfibre agréable au toucher et favorisant la respiration de la peau
- Revêtement spécifique sur l'avant pour mieux adhérer au soutien-gorge (ne se déplace pas)
- Rembourrage du volume

TRIFIRST 1014X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR
60/65-110/115
INT
1/2-11/12
France
75/80-125/130

75% CO
25% PES

007



- Les coques douces prémoulées garantissent un très joli galbe
- Rembourrage du volume



CARE

Tant de légèreté et de naturel

Nos prothèses Anita care Light & Soft allient douceur et naturel. Elles offrent aux femmes opérées du sein la liberté de choisir entre leur version « légère » et « super légère ». Malgré leur poids faible, elles reproduisent parfaitement les mouvements naturels du sein. Les prothèses Light & Soft offrent une grande liberté de mouvement ; elles s'adaptent en douceur aux imperfections dues aux cicatrices et assurent un galbe naturel dans la coque du soutien-gorge. Le contour fin efface les transitions avec la peau de manière particulièrement naturelle. Ces prothèses sont également idéales pour les femmes actives.

- Prothèses en silicone SoftLite avec ou sans pli de mouvement
- Technologie unique en son genre avec pli de mouvement breveté Flex-Gap : mouvements naturels de la prothèse et aplatissage en position allongée pour ressembler au maximum au sein préservé
- « Légères » et « super légères » – les prothèses Light & Soft sont jusqu'à 42 % plus légères qu'une solution de compensation pleine

Amica

AMICA SUPERSOFT 1151X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-125
INT 1-14
France 75-140



100% Silicone

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



- Toucher exceptionnellement doux grâce à une pellicule souple, semblable à la peau qui rend la surface particulièrement douce et encore plus naturelle, associée au silicone SuperSoft encore plus doux.

TriCup

TRICUP 1089X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 70-105
INT 3-10
France 85-120



100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007

Brevets:
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



- Utilisation possible des deux côtés
- Particulièrement souple grâce au gel de silicone allégé SoftLite
- Pour compenser les pertes de tissus et les inégalités relativement importantes
- Livré avec un sachet de rembourrage médical 1057XI (page 69) qui peut également être commandé séparément



Valance

VALANCE 1052X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-125
INT 1-14
France 75-140



100% Silicone

007 736



VALANCE VARIO 1052XV

· avec coussinet auto-adhérent
· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-105
INT 1-10
France 75-120



100% Silicone

007



- Livraison de Valance Vario avec 2 coussinets auto-adhérents et 4 feuilles de protection triangulaires (pour les renouvellements de commande, voir coussinet auto-adhérent n° 1032X)
- Le système Vario permet de porter cet article directement sur la peau
- Sa forme triangulaire adaptée l'empêche d'adhérer sur toute sa surface (optimisation du climat cutané)
- Facile à enlever en faisant couler de l'eau dessus

COUSSINET AUTO-ADHÉRENT VALANCE 1032X


COUSSINETS AUTO-ADHÉRENTS VALANCE 1034X

1/3/5/7/9

EUR 60/65-100/105
INT 1/2-9/10
France 75/80-115/120

100% Silicone

007



- 1032X: 2 coussinets auto-adhérents triangulaires, y compris films de protection
- 1034X: 6 points adhésifs ronds de taille universelle, y compris films de protection

Fashion

FASHION 1152X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 70-105
INT 3-10
France 85-120



100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



- Unique : prothèse en silicone avec envers esthétique en microfibre douce
- La microfibre respirante assure un climat agréable pour la peau en compensant en outre les influences corporelles et environnantes. Mais aussi un confort élevé grâce au dos en microfibre breveté avec imprimé floral

FASHION 1151X2

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-115
INT 1-12
France 75-130



100% Silicone

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
EP 0 808 615
US 6, 136, 028



- Notre best-seller 1151X avec imprimé floral sur son dos



TriNature

TRINATURE SOFTLITE 1051X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-125
INT 1-14
France 75-140



100% Silicone

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



- Particulièrement souple grâce au gel de silicone allégé SoftLite
- La technologie Flex-Gap brevetée assure des balancements naturels de la prothèse et son aplatissement en position couchée

TRINATURE 1081L/R ASYMMETRIC SOFTLITE

· Utilisable possible
à droite/à gauche



EUR 55-120
INT 0-13
France 70-135



100% Silicone

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



- Le Flex-Gap allongé assure des balancements naturels de la prothèse et son aplatissement en position couchée même pour les prothèses asymétriques

Twin Flex

TWINFLEX ASYMMETRIC 1073X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 65-115
INT 2-12
France 80-130



100% Silicone

007

Brevets:
EP 1 232 732



- Le double Flex-Gap breveté assure des balancements naturels de la prothèse et son aplatissage en position couchée
- Forme arrondie, se porte également dans un soutien-gorge à armatures
- Particulièrement adaptée pour les petits bonnets

Softtouch

SOFTTOUCH 1052X2

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 60-115
INT 1-12
France 75-130



100% Silicone

007



- Silicone à la formule ultradouce (Softtouch)
- Se rapproche fortement de la douceur du sein naturel

Light & Soft

Prothèses pleines deux couches et plus légères



Authentic

AUTHENTIC 1020X

· Utilisation possible des deux côtés




EUR 65-115
INT 2-12
France 80-130



100% Silicone

007



Bordures
souples
et fines



Bordures souples et fines

- Elles rendent la transition entre le bord de la prothèse et la peau particulièrement naturelle tout en assurant un ajustement optimal et en douceur dans la zone sensible de l'aisselle.
- Compensation idéale des imperfections cutanées.

Technologie deux couches

- Épaisseur en gel classique à l'avant pour une sensation de naturel
- Dos en gel léger pour garantir la stabilité nécessaire et un modelé idéal

Softback

SOFTBACK 1050X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 65-115
INT 2-12
France 80-130



100% Silicone

007

Brevets:
DE 1020 1111 4187
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



Technologie deux couches

- Le gel doux classique dans le dos s'adapte parfaitement aux lignes du corps
- Le gel silicone SoftLite réduit le poids à l'avant
- Le Flex-Gap décalé vers le haut assure des balancements naturels de la prothèse

SOFTBACK 1080L/R ASYMMETRIC

· Utilisable possible à droite/à gauche



EUR 65-115
INT 2-12
France 80-130



100% Silicone

007

Brevets:
DE 1020 1111 4187
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



Les particularités des nouvelles prothèses Softback Anita symétriques et asymétriques avec système à deux couches de silicones

Technologie deux couches

- Le gel doux classique dans le dos s'adapte parfaitement aux lignes du corps
- Le gel silicone SoftLite réduit le poids à l'avant
- Le Flex-Gap décalé vers le haut assure des balancements naturels de la prothèse



CARE

Je me sens libre

Anita care est la seule marque au monde à fabriquer des prothèses en silicone dotées d'un dos en tissu microfibre respirant. Cette particularité s'associe à une structure cannelée brevetée pour un contrôle idéal de la température cutanée. Le dos de toutes les prothèses Light & Cool est entièrement en microfibre. Il permet ainsi de les porter directement sur la peau tout en procurant une agréable sensation de confort. Une douceur merveilleuse, une tolérance cutanée irréprochable et des matières respirantes font de ces prothèses des compagnons incomparables quelles que soient les conditions climatiques et corporelles.

- Technologie incomparable incluant un dos en tissu microfibre respirant (pour profiter pleinement de ses avantages, le dos requiert un soutien-gorge et des poches en microfibre ou en MicroModal)
- Excellente tolérance cutanée
- Réduction de jusqu'à 25 % du poids par rapport aux prothèses pleines comparables en gel de silicone

TriTex

TRITEX 1055X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 55-115
INT 0-12
France 70-130



100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007



- La structure cannelée assure un bon climat cutané tout en réduisant le poids de la prothèse
- Dos en microfibre respirante sur toute la surface

TRITEX ASYMMETRIC 1085L/R

· Utilisable possible à droite/à gauche



EUR 70-105
INT 3-10
France 85-110



100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007



- La structure cannelée assure un bon climat cutané tout en réduisant le poids de la prothèse
- Dos en microfibre respirante sur toute la surface



CARE



Je suis active

Anita care a développé une prothèse mammaire spécifique pour le sport. Sa structure cannelée brevetée assure un excellent climat cutané. Des chambres à air à la surface de la prothèse l'empêchent de reposer entièrement sur la peau et assurent ainsi une meilleure aération. Elles évitent, par ailleurs, toute sudation excessive due à l'activité sportive ou à la prise de médicaments. Grâce aux prothèses Light & Active, la femme active peut organiser sa journée en étant sûre de profiter d'un maintien idéal et d'un climat corporel optimal.

- Structure cannelée brevetée, spécialement développée pour la compensation légère
- Solution idéale pour les activités sportives
- En natation, la structure cannelée permet à l'eau de s'évacuer plus rapidement
- Climat corporel optimal grâce aux chambres à air
- Réduction de jusqu'à 25 % du poids par rapport aux prothèses pleines comparables en gel de silicone

Active

ACTIVE 1054X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 55-115
INT 0-12
France 70-130



100% Silicone

007 756



· La structure cannelée assure un bon climat cutané tout en réduisant le poids de la prothèse

ACTIVE ASYMMETRIC 1084L/R

· Utilisable possible à droite/à gauche



EUR 70-115
INT 3-12
France 85-130



100% Silicone

007



· La structure cannelée assure un bon climat cutané tout en réduisant le poids de la prothèse

ACTIVE OCEAN 1082X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 55-115
INT 0-12
France 70-130



100% Silicone

619



· La structure cannelée assure un bon climat cutané tout en réduisant le poids de la prothèse



CARE

J'ai confiance en moi

Après une opération, la compensation visuelle est essentielle, mais le poids de la prothèse l'est tout autant pour se sentir bien. Les prothèses pleines offrent une compensation complète en termes de poids, une solution idéale pour vos clientes. Les différentes formes assurent, en plus, une égalisation individuelle en haut et en bas des aisselles.

- Sensation naturelle au niveau du visuel et du poids
- Bordure plate et différentes formes pour répondre idéalement aux besoins individuels

PROTHÈSE PLEINE 1022X

· Utilisation possible des deux côtés



EUR 50-115
INT 00-12
France 65-130

100% Silicone

007




- Lors de la préservation de la naissance de la poitrine
- Sa forme en goutte permet de la retourner
- Facile à utiliser

TriWing

TRIWING 1053X


· Utilisation possible des deux côtés



EUR 55-105
INT 0-10
France 70-120

100% Silicone

007



- Dos plat à l'arrière de la prothèse
- Parfait pour les poitrines avec peu de tissu après l'opération



TriNature

TRINATURE 1058X

· Utilisation possible des deux côtés




EUR 60-115
INT 1-12
France 75-130



100% Silicone

007

Brevets:
DE 198 38 428
EP 0 982 012
US 6, 136, 028



· La technologie Flex-Gap brevetée assure des balancements naturels de la prothèse et son aplatissement en position couchée

TriVaria

TRIVARIA 1043X

· Utilisation possible des deux côtés




EUR 65-115
INT 2-12
France 80-130



100% Silicone

007



· Dos plat à l'arrière de la prothèse
· Parfait pour les poitrines avec peu de tissu après l'opération

PROTHÈSE PLEINE 1076L/R

· Utilisable possible à droite/à gauche



EUR 60-125
INT 1-14
France 75-140



100% Silicone

007



· Bordures effilées à la base des seins et sur les extensions latérales



Légèreté absolue et équilibre

Prothèses partielles standard


Nos prothèses partielles légères permettent de compenser parfaitement les petites imperfections dues à une opération avec conservation du sein. Les coques en silicone proposées dans différentes formes et le dos à rembourrage individuel assurent, ensemble, une compensation mammaire tout en douceur, un camouflage naturel des imperfections et un modelé parfait.

- Pour dissimuler les imperfections au niveau de la poitrine
- Adaptation individuelle du volume
- Grande polyvalence grâce à ses formes spécifiques
- L'association d'un dos en microfibre assure un climat corporel agréable et un confort élevé
- Les bords effilés permettent une transition en douceur avec la peau

Equitex

EQUITEX 1057X

- Complément mammaire polyvalent
- Utilisation possible des deux côtés



**S, M, L, XL,
XXL, SL**
EUR
60/65-110/115
INT
1/2-11/12
France
75/80-125/130

100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007


Brevets:
EP 0 808 615
US 6, 451, 139
US 6, 113, 634



- Prothèse - complément mammaire en silicone à bord mince
- Dos en microfibre respirante
- Rembourrage individuel médical 1057XI (page 69) jusqu'à la prothèse ultralégère

EQUITEX VOLUME 1157X

- Complément mammaire polyvalent
- Utilisation possible des deux côtés



S, M, L, XL, XXL
EUR
60/65-100/105
INT
1/2-9/10
France
75/80-115/120

100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007

Brevets:
EP 0 808 615
US 6, 451, 139
US 6, 113, 634



- Excellente compensation des cicatrices extrêmement irrégulières et des imperfections plus importantes
- Rembourrage individuel médical 1057XI (page 69) jusqu'à la prothèse ultralégère
- Plus de volume au milieu de la prothèse (voir photo)

1057X 1157X



Sequitex

SEQUITEX 1046X

· Utilisation possible des deux côtés




INT XS-XL

100% Silicone

007



1046X 1046X2



- Compensation tout en douceur du volume complet du sein
- Coque fine permettant de compenser les petites imperfections
- La **taille XS** se différencie des autres par l'esquisse d'un mamelon et d'un film mat des deux côtés

SEQUITEX VARIO 1046XV


· Utilisation possible des deux côtés



INT XS-XL

100% Silicone

007



- Fine coque de compensation en silicone avec coussinets auto-adhérents pour les petites imperfections
- Livrée avec 6 coussinets auto adhérents Valance
- Description des prothèses auto-adhérentes page 50

Sequitex

SEQUITEX TRAPEZ 1045X

· Utilisation possible des deux côtés



100% Silicone
Dos en microfibre
75% PA
25% EL
MICROFIBRE

007

Brevets:
EP 0 808 615
US 6, 451, 139
US 6, 113, 634



- Bordures extrêmement fines des coques pour une transition naturelle
- Dos en microfibres favorisant la respiration de la peau
- Rembourrage médical individuel 1057XI (page 69)

SequiNature

SEQUINATURE 1028X2


· Utilisation possible des deux côtés



EUR 70-115
INT 3-12
France 85-130

100% Silicone

007



- Bordures extrêmement fines des coques pour une transition naturelle
- **Un choix de tailles complet** (sans doubles tailles) pour une adaptation encore plus individuelle
- Dos avec une surface spécifique légèrement adhérente permettant de porter la prothèse directement sur la peau



Volume

VOLUME 1046X2

· Utilisation possible des deux côtés



S, M, L, XL

EUR

60/65-90/95

INT

1/2-7/8

France

75/80-105/110

100% Silicone

007

1046X 1046X2



- Plus de volume au centre de la prothèse
- Son film spécifique légèrement adhérent permet de porter la prothèse directement sur la peau
- Bordures particulièrement fines pour une transition naturelle entre la coque et la peau

Fashion

FASHION 1056X2

· Utilisation possible des deux côtés



S, M, L, XL, XXL

EUR

60/65-100/105

INT

1/2-9/10

France

75/80-115/120

100% Silicone
MICROFIBRE

007



- Climat cutané agréable sans transpiration et confort élevé grâce au dos en microfibre breveté avec imprimé floral

Kit mamelons 1030X

· sur le présentoir de vente

Unité de vente = 4 mamelons
Contenu : 4 pièces (taille S et L) en coloris clair et foncé

100% Silicone

009

Mamelons 1031X

· peut être commandé individuellement

S ø = 38 mm
L ø = 45 mm
Unité de vente = 1 mamelons

100% Silicone

404

719



- Emballage de rangement équipé d'un creux permettant de prélever facilement le mamelon
- Colle en silicone bien tolérée par la peau, décalée du bord pour faciliter la manipulation.
- Il est ainsi plus facile de positionner et d'enlever le mamelon de la prothèse et de l'emballage.
- Nettoyage facile à l'eau. L'effet adhésif revient après le séchage.
- Mamelons autoadhérents pour mieux marquer la pointe des seins des prothèses en silicone

REMBOURRAGE MÉDICAL 1057XI

100% PES

006

- Lavable à 40°, livré avec la prothèse ; peut aussi être commandé séparément
- Livraison dans un petit sac

COUSSINET AUTO-ADHÉRENT VALANCE 1032X

COUSSINETS AUTO-ADHÉRENTS VALANCE 1034X

- 1032X: 2 coussinets auto-adhérents triangulaires, y compris films de protection
- 1034X: 6 points adhésifs ronds de taille universelle, y compris films de protection
- Infos p. 50

Conseils pour l'entretien



- À laver tout simplement à la main avec du savon ou sous la douche
- Veiller à ne pas tirer sur le tissu des prothèses avec un dos en microfibrilles. Il risquerait de se fissurer. Tamponner le textile humide avec une serviette en tissu éponge ou en papier. Laisser sécher environ 1 heure.
- L'eau salée, l'eau chlorée, les crèmes, etc. ne représentent aucun risque. Ne pas utiliser, en revanche, de produits de nettoyage et de solvants agressifs.
- Les objets pointus ou tranchants (également les griffes animales) peuvent endommager la membrane et causer des dégâts irréparables.
- Merci de ne pas utiliser de nettoyants agressifs ni de solvants..

Conseils supplémentaires pour l'entretien des prothèses auto-adhérentes

- Un savon liquide neutre (sans silicone) et de l'eau sont suffisants.
- Pour le séchage, ne pas utiliser de serviette en tissu ni en papier afin d'éviter de déposer des résidus sur la surface adhérente.

Pure Fresh

1086X



L9 6204.345 Austin · Cup A-E
1086X Pure Fresh

1086X Pure Fresh

Insert doux en silicone, adapté à la collection balnéaire Anita


Utilisation possible des deux côtés

- Le complément mammaire en silicone a été développé spécialement pour la natation et autres activités sportives
- Modèle adapté pour les bains thermaux, qui résiste au chlore et à l'eau salée
- Structure nervurée qui assure une bonne évacuation de l'eau et une aération optimisée
- Jusqu'à 25 % plus légères que les modèles comparables

Ainsi vous trouvez pas à pas la bonne taille pour votre cliente

Pour prendre les bonnes mesures il faut le faire sur un soutien-gorge bien ajusté et de préférence sur un soutien-gorge sans armature

La taille ainsi mesurée sert uniquement de référence. La cliente doit impérativement essayer chaque modèle pour s'assurer qu'elle s'y sente bien !



Méthode 1

Tour sous-poitrine

Prenez la mesure avec votre mètre ruban directement sous la poitrine. Ce tour sous-poitrine (1) (arrondi par le haut ou par le bas) détermine la taille du soutien-gorge.

Tour de poitrine


Pour mesurer le tour de poitrine (2) placez le mètre ruban au niveau des mamelons sans serrer en formant une ligne droite

Déterminer à l'aide du tableau la taille du bonnet

Tour de hanche

Pour mesurer la taille des culottes, mesurez d'abord le tour de taille (3) en plaçant le mètre ruban à l'horizontale et sans serrer autour de la partie la plus étroite de la taille. Mesurez ensuite le tour de hanches (4) en plaçant le mètre à l'horizontale au niveau de la partie la plus large des hanches.

En cas de grande différence entre tour de taille et tour de hanches, optez toujours pour la taille la plus grande !



Méthode 2

2. Tour de poitrine

Les seins nus, la poitrine doit être légèrement relevée. Le tour de poitrine est mesuré du sternum jusqu'au milieu du dos. Retirez 2 cm de cette mesure, puis multipliez par deux la valeur obtenue. (Le tour sous-poitrine 1 et la taille du bonnet 3 sont calculés comme dans la méthode 1)

D/EUR													
Taille de confection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Taille de confection int.	XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL
Taille de guine	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Tour de taille cm (3)	52-57	57-62	62-67	67-72	72-77	77-82	82-87	87-92	92-97	97-102	102-107	107-112	112-117
Tour de hanches cm (4)	81-85	85-89	89-93	93-97	97-101	101-105	105-109	109-113	113-117	117-121	121-125	125-129	129-133
Tour sous-poitrine cm (1)	57,5-62,5	62,5-67,5	67,5-72,5	72,5-77,5	77,5-82,5	82,5-87,5	87,5-92,5	92,5-97,5	97,5-102,5	102,5-107,5	107,5-112,5	112,5-117,5	117,5-122,5
Tour sous-poitrine	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Tour de poitrine cm (2)													
AA	70-72	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132
A	72-74	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134
B	74-76	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136
C	76-78	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138
D	78-80	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140
E	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142
F	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139	142-144
G	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131	134-136	139-141	144-146
H	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133	136-138	141-143	146-148
I	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135	138-140	143-145	148-150
J	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137	140-142	145-147	150-152

Tableau croisé des tailles

75B	75C	75D	75E	75F
80B	80C	80D	80E	80F
85B	85C	85D	85E	85F
90B	90C	90D	90E	90F
95B	95C	95D	95E	95F

Avec le tableau croisé des tailles vous trouverez très facilement la taille la mieux adaptée pour votre cliente. Comme ici dans l'exemple, vous avez défini la taille de base 100D. Vous pouvez passer sur deux autres tailles en suivant les recommandations du tableau.

Tableau des mesures pour prothèses mammaires

Avec la taille de votre soutien-gorge – trouvez votre taille de prothèse

① Rechercher le soutien-gorge / ② Rechercher le bonnet / ③ Choisir la prothèse

Exemple : taille du soutien-gorge **85C** = prendre une prothèse taille **90**

Les explications fournies par le présent document ont pour objectif de vous aider à choisir la meilleure prothèse pour vos clientes. Faites appel à votre expérience et à votre intuition, car les différences peuvent être grandes en fonction de la morphologie et du type de chirurgie pratiquée. En cas de doute, faites le test du T-shirt pour vérifier que la prothèse se positionne bien et qu'elle reste invisible sous le vêtement.

Prothèses mammaires

Tour sous-poitrine	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	EUR / D	
Bonnet	AA			50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	Taille de la prothèse
	A		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	
	B	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
	C	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
	D	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125		
	E	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
	F	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125				
G	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125						

Underbust/ Band size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	GB / US / INT.	
Cup	AA			00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Prosthesis-size
	A		00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	F	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
G	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

Tour sous-poitrine	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	F	
Bonnet	AA			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	Prothèse taille
	A		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	
	B	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	
	C	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	
	D	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140		
	E	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140			
	F	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140				
G	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140						

Misura del sottoseno		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I		
Coppa	AA			00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Misura della protesi
	A		00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	E	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	F	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
G	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

Exception : toujours choisir une taille inférieure pour la prothèse. Réf.: 1051XC

Prothèses partielles = application individuelle

Tableau des mesures pour bandages


Taille de bandage	Longueur du bandage		Tour de taille	
	cm	inch	cm	inch
I	65-75	25.6-29.5	65-80	25.6-31.5
II	75-85	29.5-33.5	80-95	31.5-37.4
III	85-95	33.5-37.4	95-105	37.4-41.3
IV	95-105	37.4-41.3	105-115	41.3-45.3

Taille de bandage	Longueur du bandage		Tour de taille	
	cm	inch	cm	inch
V	105-115	41.3-45.3	115-125	45.3-49.2
VI	115-125	45.3-49.2	125-140	49.2-55.1
VII	125-135	49.2-53.2	140-150	55.1-59.0



Page 6

Isra



5315X C1
90% CO, 10% EL

001 006 753

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5315X C1	A-C	75-115	34-50	34-50	90-130	3-11
	D	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8




753 Nouveau coloris



Page 7

Cosamia



5311X C2
70% PA, 15% EL,
15% PES
MICROFIBRE


753

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5311X C2	A-D	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8



Page 8

Salvia



5322X C1
45% PES,
45% MicroModal,
10% EL


047

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5322X C1	A-C	70-115	32-50	32-50	85-130	2-11
	D	70-100	32-44	32-44	85-115	2-8



Page 9

Salvia



5722X C1
45% PES,
45% MicroModal,
10% EL

047


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5722X C1	A-C	70-115	32-50	32-50	85-130	2-11
	D	70-100	32-44	32-44	85-115	2-8





Page 10

Esther



5309X C1
65% CO, 25% PA,
5% Modal, 5% EL

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5309X C1	AA-A	70-105	32-46	32-46	85-120	2-9
	B-C	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7
	D	70-90	32-40	32-40	85-105	2-6




Page 11

Nastasja




5362X C2
75% PA, 15% PES,
10% EL

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5362X C2	A-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7



Page 12

Cosamia



5310-1 C2
70% PA, 15% EL,
15% PES
MICROFIBRE

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5310-1 C2	A-D	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8




Page 13

Clara Art



5763X C3
72% PA, 16% CO
12% EL




1763 C2
63% PA, 37% EL

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5763X C3	A-D	75-115	34-50	34-50	90-130	3-11
	E-F	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
1763 C2		36-56	30-50	6-26	38-58	40-60



Nouvelle série




75



Airita

001 612



5750X C3
46% PA, 40% PES
14% EL



1350 C1
66% PA, 24% PES
10% EL

Page 14-15

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5750X C3	A-E	75-105	34-46	34-46	90-120	3-9
1350 C1		38-50	32-44	8-20	40-52	42-54



LT 03/19

Nouvelle série




ClimaConfort



Havana

001 612 753



5712X C3
75% PA, 20% CO
5% EL



1512 C1
85% PA, 15% EL

Page 16

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5712X C3	A-E	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
1512 C1		38-52	32-46	8-22	40-54	42-56



Ancona

267 415 709 773



5761X C2
75% PA, 25% EL



1561 C1
70% PA, 30% EL

Page 17

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5761X C2	A-D	75-105	34-46	34-46	90-120	3-9
	E	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7
1561 C1		38-52	32-46	8-22	40-54	42-56



267 Nouveau coloris

773 Nouveau coloris

LT 02/19



Clara

006 007



5759X C3
70% PA, 20% CO,
10% EL



1760 C2
50% PA, 50% EL

Page 18


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5759X C3	A-D	75-115	34-50	34-50	90-130	3-11
	E-F	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
1760 C2		65-115	30-50	30-50	90-140	1-11






Page 19

Tonya



5706X C2
65% PES, 25% PA,
10% EL, MICROFIBRE
Coque
52% PV, 48% PES



1489 C1
80% PA 20% EL
MICROFIBRE


001 007 047 756

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5706X C2	AA-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7
	E	70-90	32-40	32-40	85-105	2-6
1489 C1		36-48	30-42	6-18	38-50	40-52



Page 20-21

Caroline



5762X C2
76% PA, 24% EL
MICROFIBRE
Coque:
52% PU, 48% PES



1362 C1
80% PA, 20% EL
MICROFIBRE



1363 C1
80% PA, 20% EL
MICROFIBRE



1364 C1
80% PA, 20% EL
MICROFIBRE

379 593

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5762X C2	AA-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7
1362 C1		36-44	30-38	6-14	38-46	40-48
1363 C1		36-44	30-38	6-14	38-46	40-48
1364 C1		36-48	30-42	6-18	38-50	40-52




Nouvelle série




Page 22

Malia



5780X C2
76% PA, 24% EL,
MICROFIBRE
Coque:
52% PU, 48% PES



1482 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE

442

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5780X C2	AA-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7
1482 C1		36-48	30-42	6-18	38-50	40-52



Page 23

Stella



5715X C2
75% PA, 20% EL,
5% PES, MICROFIBRE
Coque:
52% PU, 48% PES

001 006

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5715X C2	A-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7




CARE

77



Lisa



5726X C2
75% PA, 25% EL,
MICROFIBRE



1426 C1
75% PA, 25% EL
MICROFIBRE

Page 24–25

006 047 **380** 408 544 754

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5726X C2	AA–B	75–110	34–48	34–48	90–125	3–10
	C	75–95	34–42	34–42	90–110	3–7
	D	75–90	34–40	34–40	90–105	3–6
1426 C1		38–44	32–38	8–14	40–46	42–48
		36–48	30–42	6–18	38–50	40–52



380 Nouveau coloris



Allie



5301X C2
97% CO, 2% PA,
1% EL


Page 26

001 006 **722**

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5301X C2	A–D	70–95	32–42	32–42	85–110	2–7
	E	70–90	32–40	32–40	85–105	2–6



Caroll



5704X C2
85% PA, 15% EL



1404 C1
90% PA, 10% EL


Page 26

006

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5704X C2	A–C	70–100	32–44	32–44	85–115	2–8
	D–E	70–95	32–42	32–42	85–110	2–7
1404 C1		36–48	30–42	6–18	38–50	40–52



Charlize



5767X C2
68% PA, 18% EL,
14% CO, MICROFIBRE



1367 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE



1368 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE



1369 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE




1370 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE

Page 27


001 612

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5767X C2	A–D	75–95	34–42	34–42	90–110	3–7
1367 C1		36–44	30–38	6–14	38–46	40–48
1368 C1		36–44	30–38	6–14	38–46	40–48
1369 C1		36–48	30–42	6–18	38–50	40–52
1370 C1		36–50	30–44	6–20	38–52	40–54





Mila



5796X C2
70% PA, 19% EL,
6% PES, 5% CO
MICROFIBRE



1396 C1
83% PA, 17% EL



1397 C1
84% PA, 16% EL




1398 C1
83% PA, 17% EL


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5796X C2	A-D	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7
1396 C1		36-44	30-38	6-14	38-46	40-48
1397 C1		36-50	30-44	6-20	38-52	40-54
1398 C1		36-50	30-44	6-20	38-52	40-54



Nouvelle série



Miss Dotty



5781X C2
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE




1381.1 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5781X C2	A-E	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7
1381.1 C1		36-46	30-40	6-16	38-48	40-50



612



Amica



5764X C3
71% PA, 25% EL,
4% PE




1514 C1
71% PA, 29% EL

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5764X C3	A-D	75-105	34-46	34-46	90-120	3-9
1514 C1		36-54	30-48	6-24	38-56	40-58



001 728



Versailles



5777X C2
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE



1589 C1
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5777X C2	A-E	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7
1589 C1		38-52	32-46	8-22	40-54	42-56



001 728



Ella



5723X C2
30% CO, 30% PA,
30% PES, 10% EL

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5723X C2	A-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7




006





Page 32-33

Safina




5349X C3
50% PA, 30% PES,
10% EL,
5% CO, 5% CV



5749X C3
50% PA, 30% PES,
10% EL,
5% CO, 5% CV



1451 C1
65% PA, 25% EL,
5% CO, 5% CV



1849 C2
60% PA, 20% EL,
20% CO

001 006 007 612 526

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5349X C3	A-D	75-115	34-50	34-50	90-130	3-11
	A-D	75-105	34-46	34-46	90-120	3-9
	E-F	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
	E-G	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
5749X C3	A-D	75-115	34-50	34-50	90-130	3-11
	A-D	75-105	34-46	34-46	90-120	3-9
	E-F	75-100	34-44	34-44	90-115	3-8
1451 C1		38-52	32-46	8-22	40-54	42-56
1849 C2		70-110	32-48	32-48	95-135	2-10

= 5349X

= 5749X



Page 34

Livia



5398X C1
60% PES, 20% PA,
15% CO, 5% EL


001 006 007

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5398X C1	A, C	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7
	B	65-95	30-42	30-42	80-110	1-7
	B	60-95	28-42	28-42	75-110	0-7



Page 34

Abra



5381X C2
45% PES,
40% PA, 15% EL

006

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5381X C2	A-D	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7



Page 35

Fleur



5754X C2
65% PA, 30% CO,
5% EL, MICROFIBRE

001 408 612 769


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5754X C2	A-D	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7
	E	75-90	34-40	34-40	90-105	3-6
1353.1 C1		34-46	28-40	4-16	36-48	38-50
1354 C1		36-44	30-38	6-14	38-46	40-48
1355 C1		36-48	30-42	6-18	38-50	40-52



408 Nouveau coloris

612 Nouveau coloris
LT: 02/19





Haut bandeau à dentelle




0600 C1
70% PA, 30% EL,
MICROFIBRE

Page 36


001 006 408 612 769

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
0600 C1	A/B-C/D	75-90	34-40	34-40	90-105	3-6

408 Nouveau coloris
612 Nouveau coloris
LT: 01/19



Haut bandeau




0601 C1
90% PA, 10% EL,
MICROFIBRE


Page 37

001 006

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
0601 C1	A/B-C/D	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7



extreme control



5727X C3
74% PES, 22% PA,
4% EL

Page 39

254


	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5727X C3	B-E	75-95	34-42	34-42	90-110	3-7



less movement



Anita sweat management



Vivana active



5300X C3
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE


Page 40

001 722

	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5300X C3	A-E	70-95	32-42	32-42	85-110	2-7



Soutien-gorge de sport



5523
40% PA, 25% PES,
20% EL, 15% CO

Page 41



1627
80% PA, 20% EL,
MICROFIBRE

001 006 753









	Bonnet	D/EUR	GB	US	France	Italia
5523	A-C	65-100	30-44	30-44	80-115	1-8
	D-E	65-95	30-42	30-42	80-110	1-7
1627		32-48	26-42	2-18	34-50	36-52



less movement







Anita care Prothèses pleines

Prothèses pleines	Réduction du poids jusqu'à**	 Forme triangle	 Forme triangulaire avec FlexGap	 Forme triangulaire avec coussinet auto-adhérent	 En forme de goutte	 Forme triangulaire, dos en textile	 Forme triangulaire, dos en textile avec possibilité de rembourrage	 En forme de cœur	 Forme triangulaire asymétrique
Light & Soft	ca. 42%	1052X Valance Taille 60-125 Page 50	1151X Amica SuperSoft Taille 60-125 Page 49	1052XV Valance Vario Taille 60-105 Page 50		1152X Fashion Taille 70-105 Page 51	1089X TriCup Taille 70-105 Page 49	1073X TwinFlex Asymmetric Taille 65-115 Page 53	1081L/R TriNature Asymm. SoftLite Taille 55-120 Page 52
			1151X2 Fashion Taille 60-115 Page 51						
			1051X TriNature SoftLite Taille 60-125 Page 52						
	ca. 35%	1052X2 Softtouch Taille 60-115 Page 53	1020X* Authentic Taille 65-115 Page 54						1080L/R* Softback Asymmetric Taille 65-115 Page 55
		1050X* Softback Taille 65-115 Page 55							
Light & Cool	ca. 25%					1055X TriTex Taille 55-115 Page 57			1085L/R TriTex Asymmetric Taille 70-105 Page 57
Light & Active - Sports	ca. 25%	1054X Active Taille 55-115 Page 59							1084L/R Active Asymmetric Taille 70-115 Page 59
		1082X Active Ocean Taille 55-115 Page 59							
Standard & Soft		1053X TriWing Taille 55-105 Page 61	1058X TriNature Taille 60-115 Page 62		1022X Prothèse pleine Taille 50-115 Page 61				1076L/R Prothèse pleine Taille 60-125 Page 63
		1043X TriVaria Taille 65-115 Page 62							

* Prothèses deux couches
























** Par rapport à une prothèse gel standard de même forme et de même taille (données approximatives)

Anita care Prothèses partielles









Prothèses partielles	Réduction du poids jusqu'à	 Forme triangle	 Forme triangulaire avec coussinet auto-adhérent	 En forme de goutte	 Forme triangulaire, dos en textile	 Forme triangulaire, dos en textile avec possibilité de rembourrage	 Trapèze à rembourrage individuel		
		Standard	Volume			Standard	Volume		
Standard		1046X Sequitex Taille XS-XL Page 66	1046X2 Volume Taille S-XL Page 68	1046XV Sequitex Vario Taille XS-XL Page 66	1028X2 SequiNature Taille 70-115 Page 67	1056X2 Fashion Taille S-XXL Page 68	1057X Equitex Taille S-SL Page 65	1157X Equitex Volume Taille S-XXL Page 65	1045X Sequitex Trapez Page 67

Propriétés des prothèses mammaires

Prothèses pleines

	Nom	N° d'article	Taille	Page	normal	réduit	légère	ultralégère	couleur chair	fauve/teint	volume adaptable	Avec coussinets auto-adhérents	Circulation de l'air	pour grands bonnets	plus de volume	dos textile	sans Flex-Gap	Flex-Gap simple	Flex-Gap double	Prothèse une couche	Prothèse deux couches	
																						Poids
Light & Soft	Amica SuperSoft		1151X	60-125	49				•	•								•		•		
	TriCup		1089X	70-105	49				•	•	•			•		•		•		•		
	Valance		1052X	60-125	50				•	•	•							•			•	
	Valance Vario		1052XV	60-105	50				•	•		•						•			•	
	Fashion		1152X	70-105	51				•	•							•		•		•	
	Fashion		1151X2	60-115	51				•	•									•		•	
	TriNature SoftLite		1051X	60-125	52				•	•									•		•	
	TriNature Asym. SoftLite		1081L/R	55-120	52				•	•									•		•	
	TwinFlex Asym.		1073X	65-115	53				•	•										•		•
	Softtouch		1052X2	60-115	53			•		•									•			•
	Authentic		1020X	65-115	54			•		•										•		•
	Softback		1050X	65-115	55			•		•										•		•
	Softback Asym.		1080L/R	65-115	55			•		•										•		•
Light & Cool	TriTex		1055X	55-115	57		•		•				•				•	•			•	
	TriTex Asym.		1085L/R	70-105	57		•		•				•				•	•			•	
Light & Active - Sports	Active		1054X	55-115	59		•		•	•			•					•			•	
	Active Asym.		1084L/R	70-115	59		•		•				•					•			•	
	Active Ocean		1082X	55-115	59		•						•					•			•	
Standard & Soft	Prothèse pleine		1022X	50-115	61	•			•									•			•	
	TriWing		1053X	55-105	61	•			•									•			•	
	TriNature		1058X	60-115	62	•			•										•		•	
	TriVaria		1043X	65-115	62	•			•									•			•	
	Prothèse pleine		1076L/R	60-125	63	•			•									•			•	

Prothèses partielles

Standard	Equitex		1057X	S-SL	65	•			•	•							•	•			•	
	Equitex Volume		1157X	S-XXL	65	•			•	•				•	•	•		•			•	
	Sequitex		1046X	XS-XL	66	•			•									•			•	
	Sequitex Vario		1046XV	XS-XL	66	•			•		•							•			•	
	Sequitex Trapez		1045X		67	•			•	•								•	•			•
	SequiNature		1028X2	70-115	67	•			•										•			•
	Volume		1046X2	S-XL	68	•			•							•			•			•
	Fashion		1056X2	S-XXL	68	•			•									•	•			•

Shapefactor Soutiens-gorge spéciaux

Un système élaboré par Anita pour déterminer rapidement le produit approprié qui mettra la silhouette de votre cliente en valeur.

Exemple: Shapefactor

5715X C2 Numéro de l'article +
Description des fonctions



..... Caractéristiques de
l'article

Cup A-D Tailles disponibles

D/EUR 70-95
GB/US 32-42
France 85-110
Italia 2-7

001 **006** Coloris disponibles

Description des fonctions

C1 = Maintien léger
C2 = Maintien intermédiaire
C3 = Maintien élevé
C4 = Maintien maximal

Code couleur

001 = noir	544 = soft rose
006 = blanc	575 = pearl rose
007 = chair	593 = light rose
047 = écru	612 = crystal
254 = heather grey	707 = biscuit
267 = wine	709 = ivory
379 = bleu nuit	722 = peau
380 = maritim blue	728 = creme
408 = anthracite	753 = desert
415 = silver night	754 = praliné
436 = blanc colombe	756 = deep taupe
442 = platinum	769 = bery
526 = kir royal	773 = frappé

Matières

CO = coton PA = polyamide ED = élastodiène
CV = viscose PES = polyester
EL = élasthanne PU = polyuréthane



Particularités



Indiqué après une opération de conservation
ou une reconstruction de la poitrine



Pour les peaux particulièrement sensibles
ou après une radiothérapie



Proportion élevée de coton
au moins 50%



ClimaComfort
La microfibre légère et douce assure une
thermorégulation agréable de la peau.



Touches dorées sur un tissu brillant

Description des symboles



Poches des deux côtés



Renfort de
poitrine



Armatures



Bretelles
réglables



Coque



Doubleure



Soutien élevé/modèle
la silhouette



Bretelles
de confort



Maintien normal/modèle
la silhouette



Bretelles
d'allègement



Matériel publicitaire et PLV à votre disposition :

FANION LOGO impression des deux côtés
34x99 cm / 13,4x39inch)



W627Y
fanion logo



W100Y
fanion logo Anita



Sac en papier, petit format
W011Y
23x23cm / 9x9inch
1 unité = 30 exemplaires



Sac en papier, grand format
W018Y
35x27cm / 13,9x10,6inch
1 unité = 25 exemplaires

AUTOCOLLANT VITRINE

„Anita“ W111Y
50x30cm / 19,6x11,8inch


AUTOCOLLANT VITRINE

„Cup“ W110Y
Ø 27cm / 10,6inch




BANDEROLE AUTOCOLLANTE VITRINE

„Anita“ W112Y
100x14 cm / 39,4x15,5inch



Buste Anita Care :
0117.752
Taille Europe : 75C/38
Dimensions :
95x41x34 cm
Matière : fibre de verre
Poids : env. 5kg
Coloris : chair

Présentoir à prothèse
[25x23x40 cm /
9,8x9,0x15,7inch)



V604Y

PRÉSENTOIR EN PLEXIGLAS

A4 en format portrait et paysage
Avec logo Rosa Faia




W121Y



Petits sachets pour protéger
la lingerie pendant le
lavage G025
1 lot = 20 unités
100% PES

PRÉSENTOIR MULTIPLE



V660Y
DIN A3
29,7x42,0cm
11,7x16,5inch

5706X.007
5349X.612 / 5749X.612
5763X.001 / 5726X.544
5761X.709 / 5712X.612
5754X.769 / 5754X+006.408

PAGE ADDITIONNELLE
DIN A4



W146Y





Vous trouverez l'ensemble des articles médicaux
dans le catalogue des accessoires médicaux



CARE

b2b.anita.com



V6509F-11/18